


Données techniques ▼

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.fr



Largeur d'assise ▼

Profondeur d'assise ▼

Hauteur sol / siège ▼

Hauteur de dossier ▼

Hauteur des accoudoirs ▼

Longueur UL ▼

Inclinaison d'assise ▼

Invacare AVIVA RX
Assise Modulite standard

380 - 430 mm¹

410 - 510 mm

435, 460, 485 mm²

Dossier réglable en tension :

230 - 360 mm

280 - 460 mm

0 - +30°³

Invacare AVIVA RX
Assise Modulite souple et rigide

330 - 580 mm¹

480 / 540 mm
Flex 3 : 506 / 610 mm
Matrix : 400 / 500 mm



Inclinaison du dossier ▼

Hauteur totale ▼

Longueur hors tout avec repose-jambes ▼

Longueur hors tout sans repose-jambes ▼

Largeur hors tout base motrice ▼

Poids max. utilisateur ▼

Batteries ▼

Invacare AVIVA RX
Châssis étroit

90 - 120°

1000 - 1335 mm⁴

1026 - 1300 mm⁵

830 mm

560 mm

136 kg

52/60/73.5 Ah

Invacare AVIVA RX
Châssis large

635 mm⁶



Diamètre de giration ▼

Franchissement ▼

Pente max. sécurité ▼

Puissance des moteurs ▼

Vitesse ▼

Autonomie ▼

Poids du fauteuil ▼

Invacare AVIVA RX

1506 - 2086 mm

60 mm
100 mm avec monte-trottoir

6, 10°

2 x 340 W

3, 6, 10, 12,5 km/h

Jusqu'à 47 km⁷

105 - 185.2 kg⁸

- + 25 mm par côté avec réglage en largeur des accoudoirs
- Hauteur sol/siège sans coussin
- Avec lift ou inclinaison d'assise électrique
- Dépend de la position d'assise. Plus d'informations dans le manuel de maintenance.
6. Largeur 635 mm si châssis large + fourche double bras
- Conforme à la norme ISO 7176-4:2008
47 km avec batteries 73.5 Ah à 6km/h
35 km avec batteries 60 Ah à 6km/h
33 km avec batteries 52 Ah à 6km/h
- /8. Dépend de la configuration
- Les composants de l'assise *Invacare Modulite™* sont compatibles avec d'autres fauteuils électriques de la gamme et en partie avec des fauteuils *Invacare Rea*.

matrix® SEATING SERIES *Invacare Modulite™*



Couleur des carrénages ▼

